

Bewertung	
Bewertungskriterium	Check
Ausrichtung der Modelle mit Bissnahme an der Okklusionsebene.	<input type="checkbox"/>
Die sagittalen Aufstelllinien im UK und OK sind vollständig und richtig eingezeichnet (Retromolares Polster mit Mitte, Viererposition, Grundstatik, Außen- und Innenkorrektur).	<input type="checkbox"/>
Die Aufstellbasen passen schaukelfrei auf die Modelle.	<input type="checkbox"/>
Die OK-Frontzähne sind nach ästhetischen Kriterien (mövenförmiger Verlauf) aufgestellt.	<input type="checkbox"/>
Die zentralen Fissuren der Zähne 5-7 verlaufen entlang der definitiven Aufstelllinie. Die Seitenzähne stehen nach Bohrerprobe und Drahtprobe symmetrisch.	<input type="checkbox"/>
Die 6er stehen im Bereich der ermittelten 6er-Position.	<input type="checkbox"/>
Die Seitenzähne stehen nach Bohrerprobe und Drahtprobe symmetrisch.	<input type="checkbox"/>
Die 6er greifen mit den mesio-palatalen Höckern in die zentralen Gruben der unteren 6er.	<input type="checkbox"/>
Die Prothesen zeigen eine Gruppenführung bei Laterotrusion (3er/4er; 4er zuerst, 3er folgt im Lauf der Bewegung).	<input type="checkbox"/>

Die Totalen Prothesen sind bereit zur Anprobe beim Patienten	<input type="checkbox"/>
Die Totalen Prothesen können so nicht verwendet werden, es sind noch Korrekturen notwendig	<input type="checkbox"/>
Notwendige Korrekturen: <ul style="list-style-type: none"> • • • • • • • • • 	

Erläuterungen

- **Planen** Sie Ihre Interimsprothese vor der Prüfung in Stichworten sorgfältig
- **Planen** Sie ungefähre Zeiten für die einzelnen Arbeitsschritte.
- **Protokollieren** Sie durch Ankreuzen bzw. Abhaken.
- **Protokollieren** Sie Abweichungen von Ihrer Planung in Stichworten.
- Bewerten Sie Ihre Interimsprothese anhand der aufgelisteten Kriterien.
- Bewerten Sie, ob die Interimsprothese wie hergestellt eingesetzt werden kann, oder ob Korrekturen notwendig wären.